

Приспособление для снятия колпачков К-2, К-2.6, К-3

Описание

Приспособление предназначено для снятия алюминиевых колпачков с флаконов и бутылок с инфузионными растворами вручную:

К-2 для пенициллиновых флаконов 10 и 20 мл, укупоренными колпачками К-2;

К-2,6 для импортных флаконов с диаметром колпачков 26 мм;

К-3 для инфузионных бутылок объемом 50, 100, 200, и 400 мл, укупоренными колпачками К-3.

Для снятия колпачка с флакона нужно соединить губки над колпачком флакона, сжать рукоятки приспособления и опустить рукоятки вниз. Колпачок вместе с пробкой снимется с флакона.



Приспособление для снятия колпачков используется:

- при проведении контроля продукции в лабораториях ОКК фармацевтических предприятий и в центрах контроля качества;
- при переработке брака на фармацевтических предприятиях;
- механиками при настройке закаточных автоматов в фармацевтических цехах;
- в больничных аптеках при мойке оборотной посуды.

Технические характеристики

Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Габаритные размеры, мм	К-2	200x34x61
	К-2,6	200x43x61
	К-3	200x48x61
Производительность, флаконов/час	300-500	
Масса, кг	К-2	0,3
	К-2,6	0,35
	К-3	0,4

